

V Praze, dne 27.4.2026

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

chtěli bychom Vás informovat, že v nejbližší době dojde ke změně referenčních mezí u metody **anti-TPO**.

Navíc je pro novou generaci metody definována doporučená mezní hodnota pro pomoc v diagnostice Hashimotovy thyreoiditidy a dalších autoimunitních onemocnění štítné žlázy.

Původní referenční meze pro metodu anti-TPO ≤ 34 IU/mL se nyní mění na ≤ 8 IU/mL.

Doporučená cut-off (mezní) hodnota pro pomoc v diagnostice Hashimotovy thyreoiditidy a dalších autoimunitních onemocnění štítné žlázy je ≤ 20 IU/mL.

Důvodem je přechod na novou generaci reagentie anti-TPO II za účelem vylepšení výkonnostních charakteristik metody.

V důsledku přechodu na novou generaci anti-TPO II nebudou výsledky porovnatelné s předchozí metodou anti-TPO.

S novou metodou zůstávají zachovány, jak způsob indikace vyšetření, tak i podmínky na provedení odběru vzorku a jeho dopravu do laboratoře.

Doufáme, že tato změna zkvalitní péči o společné pacienty.

Za spolupráci děkujeme!

Za kolektiv laboratoře

MUDr. László Wenchich, Ph.D.
Odborný ředitel EUC Laboratoře s.r.o.

v naší péči